



Consumer and  
Corporate Affairs

Consommation et  
corporations

Standards

Normes

**NOTICE OF APPROVAL  
AVIS D'APPROBATION**

S.WA-3079

Ottawa, **JUN 10 1982**

OHAUS ELECTRONIC TOP LOADING BALANCE. MODEL 300  
BALANCE ELECTRONIQUES OHAUX A PLATEAU EN TETE, MODELE 300

Company: Ohaus Scale Corporation  
29 Hanover Road  
Florham Park, N.J.  
07932 U.S.A.

Société: Ohaus Scale Corporation  
29 Hanover Road  
Florham Park, N.J.  
07932 U.S.A.

Manufacturer:

Ohaus Scale Corporation  
29 Hanover Road  
Florham Park, N.J. 07932

Fabricant:

Ohaus Scale Corporation  
29 Hanover Road  
Florham Park, N.J. 07932

Type of Device: Electric Balance that  
utilizes Electromagnetic Force  
Restoration and null Type Servo System.

Appareil: Balance électronique comportant  
un servomécanisme de remise à zéro par  
force électromagnétique.

MODEL NUMBER  
NO. DE MODELE

CAPACITY  
PORTEE

INCREMENTS  
ECHELON DE GRADUATION

300

300 g

0.01 g

Approved Accessories: None

Accessoire approuvé: Aucun

Application: For use in Weighing  
Precious Metals and other Commodities  
of Comparable Value exclusively.

Utilisation: Le pesage des métaux et des  
produits de valeur comparable seulement.


Description: This is a top loading  
Electronic Balance. The following  
operator controls are located on the  
front of the scales:

Description: Il s'agit d'une balance  
électronique à plateau en tête. Les  
commandes de l'opérateur, situées sur le  
panneau avant de la balance, sont les  
suivantes:

- 1) "ON/OFF" Power Switch.
- 2) "TARE" Button has a dual purpose, it  
is used to tare off a weight on the  
platter, or it may be used for re-zeroing  
the scale.

1) l'interrupteur "ON/OFF", (marche/  
arrêt)

2) la touche "TARE" à double usage sert à  
la soustraction du poids d'un article  
déposé sur le plateau et considéré comme  
tare et peut aussi être utilisée pour la  
remise à zéro de la balance.



Special Conditions:

- 1) These balances have one display only, they must be labelled with instructions that state "this balance must be located so that the weight is visible to all parties of any trade transactions (or words to that effect).
  
- 2) These balances must be installed on a solid, stable, surface free from vibration and in an environment free from air currents.
  
- 3) These balances are exempt from the following regulations and specifications: R151, SGM-3.8, SGM-3.96.

Conditions Particulières:

- 1) Etant donné que ces balances ne comportent qu'un dispositif d'affichage, elles doivent porter une étiquette indiquant que "la balance doit être installée de façon que le poids soit visible par tous les intéressés lors de toute transaction" (ou une formule équivalente).
  
- 2) Les présentes balances doivent être installées sur une surface solide, stable, non exposée aux vibrations et aux courants d'air.
  
- 3) Les présentes balances sont exemptées de l'article du Règlement susmentionné et des prescriptions suivantes: R151, SGM-3.8, SGM-3.96.

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6922-069-3

No de Référence: G6922-069-3

  
W.R. Virtue

Acting Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire  
Laboratoires de la métrologie légale